

Mindfield eSense Account Vergleich

(Stand 04.08.2020)

Account Typ	SUPERVISOR (AUF ANFRAGE)	PREMIUM PLAN	BASIS PLAN	OHNE PLAN
Download einer Prozedur von Cloud	✓	✓	✓	✓
Upload einer Prozedur auf Cloud	✓	✓ ¹⁾	✗	✗
Upload einer Messung auf Cloud	✓	✓	✓	✗
Upload einer Prozedur (als Aufzeichnung) auf Cloud	✓	✓	✓	✗
Teilen einer Prozedur (über die Cloud)	✓ ²⁾	✗	✗	✗
Teilen einer Prozedur (als Aufzeichnung)	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✗	✗
Teilen einer Messung (als Aufzeichnung)	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✗	✗
Gruppe beitreten	✓	✓	✓	✓
Gruppe erstellen	✓	✗	✗	✗
Andere Nutzer zu Gruppe hinzufügen	✓	✗	✗	✗

Daten zu eSense Web
streamen



- 1) Teilen mit anderen Nutzern oder Gruppen nicht möglich
- 2) Teilen mit anderen Nutzern und Gruppen möglich
- 3) Teilen mit anderen Nutzern möglich

Beispielsfälle für die verschiedenen Accounts

SUPERVISOR

Der professionelle oder gewerbliche Biofeedback-Trainer hat einen SUPERVISOR Account, damit er selbst Prozeduren individuell für seine Klienten erstellen und diese über die Cloud mit den Klienten teilen kann. Er kann auch verschiedene Gruppen erstellen und seine Klienten individuell diesen hinzufügen. Er kann somit die Messungen seiner Klienten über einen längeren Zeitraum überwachen und analysieren.

PREMIUM PLAN

Der Klient, der mit einem (professionellen) Trainer zusammenarbeiten möchte und über alle Funktionen verfügen möchte, hat einen PREMIUM PLAN. Damit kann der Klient seine Aufzeichnungen (sowohl von freien Messungen als auch von Prozeduren) mit dem Trainer und anderen Nutzern teilen. Er kann auch eigene Prozeduren auf die Cloud hochladen und diese vom SUPERVISOR (Trainer) analysieren oder anpassen lassen.

BASIS PLAN

Der Klient, der mit einem (professionellen) Trainer zusammenarbeiten möchte, benötigt mindestens diesen Account, damit er seine Aufzeichnungen mit dem Trainer (SUPERVISOR) teilen kann.

OHNE PLAN

Jeder, der einfach nur mal in die App hineinschnuppern möchte, braucht keinen Plan beitreten um die App rein in ihrer Funktionalität zu testen.