






Mindfield eSense Vergleichstabelle für Biofeedback Sensoren

(Stand 02.12.2021)

<p>Ich bemerke bei Aufregung oder Anspannung am ehesten...</p>	<p>FEUCHTE HÄNDE, SCHWITZEN, GEDANKENKREISEN, GELADEN SEIN, UNRUHE, HÄUFIGER HARNDRANG, ÄNGSTLICHKEIT, DÜNNHÄUTIGKEIT.</p>	<p>FRIEREN, KALTE HÄNDE, KALTEN FÜSSE, SCHLECHTE DURCHBLUTUNG, BLUTDRUCKSCHWANKUNGEN, VERKRAMPFTHEIT, MUSKULÄREN PROBLEMEN</p>	<p>HERZRASEN, ENGEGEFÜHL, AUSGELAUGT SEIN, MÜDIGKEIT, LEISTUNGSTIEF, GERINGE GELASSENHEIT, GERINGE RESILIENZ</p>	<p>FLACHE ATMUNG, SCHNELL ATMUNG, UNREGELMÄSSIGE ATMUNG, HEKTIK, STOCKENDEM ATEM, HYPERVENTILATION, FEHLENDE BAUCHATMUNG</p>	<p>VERSPANNUNGEN, SCHLECHTE KOORDINATION, SCHWACHE MUSKELN, STRESS, INNERE ANSPANNUNG</p>
<p>Gerät</p>	 Skin Response	 Temperature	 Pulse	 Respiration	 Muscle
<p>Was wird gemessen?</p>	<p>Hautleitwert</p>	<p>Hauttemperatur</p>	<p>Herzratenvariabilität</p>	<p>Atmung</p>	<p>Muskelaktivität</p>
<p>Welches zusätzliche Equipment ist nötig oder empfohlen?</p>	<p>Verschiedene Elektrodentypen* (empfohlen)</p>	<p>Finger Clip zur Befestigung* (empfohlen)</p>	<p>Gurt* und Batterie (benötigt, beides inkludiert)</p>	<p>Gurt* (benötigt, inkludiert)</p>	<p>Verschiedene Elektrodentypen* (empfohlen)</p>
<p>Eigenständiges Gerät?</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✗₁₎</p>	<p>✓</p>

Kombinations-möglichkeiten?	✓ ₂₎	✓ ₃₎	✓ ₄₎	✓ ₅₎	✗
Verbindung via Mikrofoneingang am Smartphone/Tablet?	✓	✓	✗	✓	✗
Verbindung via Bluetooth?	✗	✗	✓	✗	✓
Exportieren der Messwerte als CSV & PDF?	✓	✓	✓	✓	✓
Kombination mit Smartbulbs (Bluetooth & Philips HUE™) möglich?	✓	✓	✓	✓	✓
Erstellung von Prozeduren möglich?	✓	✓	✓	✓	✓
App für sehr alte Smartphones/Tablets?	✓	✓	✗	✗	✗
Universal-App verfügbar?	✓	✓	✓	✓	✓

Video-, Musik, Ton und taktiles Feedback möglich?	✓	✓	✓	✓	✓
Kompatibilität mit der eSense Web Applikation?	✓	✓	✓	✓	✗ ⁶⁾
Link zum eSense im Shop	https://mindfield-shop.com/esense-skin-response-set/	https://mindfield-shop.com/esense-temperature-set/	https://mindfield-shop.com/esense-pulse/	https://mindfield-shop.com/esense-skin-response-respiration-set/	https://mindfield-shop.com/esense-muscle/

- 1) Skin Response wird benötigt
- 2) mit eSense Pulse
- 3) mit eSense Pulse
- 4) mit eSense Skin Response ODER Temperature ODER Respiration
- 5) mit eSense Pulse
- 6) Eine Unterstützung für den eSense Muscle ist geplant

* Erhältlich in unserem Shop auf <https://mindfield-shop.com/de>

** Skin Response wird in Kombination benötigt. Der Respiration ist sowohl einzeln als auch im vergünstigten Set mit dem Skin Response bei uns erhältlich